


Anti-Hcov-OC43 Spike S2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - P36334

Artikelnummer: CM0019775



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen die S2-Untereinheit des HCoV-OC43-Spike-Glykoproteins (Swiss-Prot P36334). Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen, validiert zum Nachweis von HCoV-OC43-Kreuzreaktivität. Ideal für die Coronavirus-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCoV-OC43 Spike S2 Kaninchen pAb
GenID	39105218
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 782-881 des Coronavirus-Spike S2 entspricht (YP_009555241.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	HCoV-OC43
SWISS	P36334
Proteingewicht	150 kDa
Versand	Eispackung