

Anti-Hcrt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43612

Artikelnummer: CM0027092



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HCRT (Orexin-Vorläufer), geeignet für Western Blot und ELISA. Validiert in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Schlaf-Wach-Regulation und des Energiestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCRT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OX; PPOX; NRCLP1; HCRT
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3060
Gen-ID	3060
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 34-66 von humanem HCRT (NP_001515.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43612
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel