


Anti-Hcrtr1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - O43613

Artikelnummer: CM0017230



Einführung

Hochaffiner Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes HCRTR1 (Orexin-Rezeptor Typ 1). Validiert für WB, IF-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Forschung in den Neurowissenschaften und der Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HCRTR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OX1R; OXR1; ORXR1; HCRTR1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3061
Gen-ID	3061
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem HCRTR1 (NP_001516.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43613
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel