


Anti-Hcrtr2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043614

Artikelnummer: CM0028266



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen den menschlichen Orexin-Rezeptor Typ 2 (HCRT2) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet zur Untersuchung der Schlaf-Wach-Regulation und der Glukose-Homöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HCRT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OX2R; OXR2; ORXR2; HCRT2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3062
GenID	3062
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 380-444 von menschlichem HCRT2 (NP_001517.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43614
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel