

Anti-Hdac1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13547

Artikelnummer: CM0013561



Einführung

KD-validierter, kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen HDAC1. Geeignet für WB, IP, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ein zuverlässiges Werkzeug für Epigenetik- und Transkriptionsregulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] HDAC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3065
GeneID	3065
Immunogen	Synthetisches Peptid Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 393-482 von humanem HDAC1 (NP_004955.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13547
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eistasche