

Anti-Hdac1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13547

Artikelnummer: CM0002414



Einführung

Anti-HDAC1-Kaninchen-mAk (55kDa) validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit humanem, murinem, ratten-HDAC1. Ideal zum Studium von Chromatin-Remodellierung, Transkriptionsregulation und epigenetischen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC1-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1; C1
Spezies	Human
Gen-ID	3065
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem HDAC1 (Q13547) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13547
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel