

Anti-Hdac11 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Db2

Artikelnummer: CM0004123

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HDAC11, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Essentielles Werkzeug für epigenetische Forschung, Chromatin-Remodellierung und Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HDAC11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HD11
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	79885
Gen-ID	79885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-347 des humanen HDAC11 (NP_079103.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96DB2
Protein-Gewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel