

Anti-Hdac11 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Db2

Artikelnummer: CM0024959

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes HDAC11 (SWISS: Q96DB2), validiert für WB und ELISA. Ideal für epigenetische Forschung zur Histon-Deacetylierung und transkriptionellen Repression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HD11; HDAC11
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	79885
GeneID	79885
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 270-347 des humanen HDAC11 (NP_079103.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96DB2
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel