


Anti-Hdac2-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q92769

Artikelnummer: CM0006601



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HDAC2 (Histon-Deacetylase 2). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA und ChIP. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Epigenetik- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC2-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	HD2; RPD3; YAF1; KDAC2; HDAC2
Organismus	Mensch
Gen-ID	3066
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 389-488 des humanen HDAC2 (Q92769) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92769
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku