


Anti-Hdac2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92769

Artikelnummer: CM0003936



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HDAC2, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für epigenetische Forschung und IVD-Testentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HD2, RPD3, YAF1, KDAC2, HDAC2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3066
Gen-ID	3066
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem HDAC2 (NP_001518.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92769
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel