


Anti-Hdac3 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15379

Artikelnummer: CM0013913



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen HDAC3, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-HDAC3. Ideal für Chromatinbiologie und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8841
Gen-ID	8841
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 329-428 von humanem HDAC3 (NP_003874.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15379
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel