


Anti-Hdac3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O15379

Artikelnummer: CM0009519



Einführung

Hochwertiger Anti-HDAC3 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte und Affe. Ideal für Studien zur Epigenetik, Chromatinbiologie und transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8841
GenID	8841
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 299-428 von menschlichem HDAC3 (NP_003874.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	O15379
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel