


Anti-Hdac3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15379

Artikelnummer: CM0022752



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches HDAC3 (Histondeacetylase 3) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für epigenetische und Chromatin-Regulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HD3; RPD3; KDAC3; RPD3-2; HDAC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8841
Gen-ID	8841
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 299-428 von menschlichem HDAC3 (NP_003874.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15379
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel