


Anti-Hdac4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P56524

Artikelnummer: CM0013964



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HDAC4 (SWISS: P56524). Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die epigenetische Forschung und Krebsforschung. Proteingewicht 119 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HD4; AHO3; BDMR; HDACA; HA6116; HDAC-4; HDAC-A; NEDCHF; NEDCHID; HDAC4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9759
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 451-650 des humanen HDAC4 (NP_006028.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56524
Proteingewicht	119 kDa
Versand	Kühlakku