

Anti-Hdac5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uql6

Artikelnummer: CM0015733



Einführung

Dieser HDAC5-Kaninchen-Polyklonale Antikörper ist für die Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert. Er erkennt HDAC5 in menschlichen, murinen und Rattenproben und eignet sich daher für die Chromatinregulation und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HD5; NY-CO-9; HDAC5
Spekties	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10014
Gen-ID	10014
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-600 von humanem HDAC5 (NP_005465.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQL6
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel