

## Anti-Hdac6 (Hd6, Sfc6, Hdac5, Mhda2) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Z2V5

Artikelnummer: CM0012477

### Einführung

Hochwertiger HDAC6 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA in Maus und Ratte. Erkennt die C-terminale Region (aa 836-1037) der Maus-HDAC6, einer Schlüssel-Deacetylase in der Mikrotubuli-Dynamik und dem Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HDAC6 Kaninchen mAk                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | Hd6; Sfc6; Hdac5; mHDA2                                                                                              |
| Spezies           | Maus                                                                                                                 |
| GeneID (Human)    | 10013                                                                                                                |
| GeneID            | 15185                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 836-1037 der Maus-Hdac6 (Q9Z2V5) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                            |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | Q9Z2V5                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 126 kDa                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                            |