


Anti-Hdac6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q9Ubn7

Artikelnummer: CM0016026



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches HDAC6, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Tubulin-Deacetylierung, Autophagie und Aggresombildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HD6; JM21; CPBHM; PPP1R90; HDAC6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10013
Gen-ID	10013
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 836-1104 des menschlichen HDAC6 (NP_006035.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBN7
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel