

Anti-Hdac7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wui4

Artikelnummer: CM0025746



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HDAC7, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für epigenetische und transkriptionelle Regulationsforschung. - Q8WUI4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HD7; HD7A; HDAC7A; HDAC7
Spezies	Mensch
Gen-ID	51564
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem HDAC7 (XP_011536783.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WUI4
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel