


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Hdac9-Antikörper Für Wb - Q9Ukv0

Artikelnummer: CM0014986



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-HDAC9-Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. HDAC9 deacetyliert Histone zur epigenetischen Repression; 111 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDAC9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HD7; HD9; HD7b; HDAC; HDRP; MITR; HDAC7; HDAC7B; HDAC9B; HDAC9FL; HDAC9
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9734
Gen-ID	9734
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen HDAC9 (NP_478056.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKV0
Proteingewicht	111 kDa
Versand	Kühlakku