

## Anti-Hdc Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19113

Artikelnummer: CM0023170



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Histidindecaboxylase (HDC, Gen-ID: 3067). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für die Forschung zur Histaminbiosynthese. UniProt: P19113.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HDC Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | HDC; Histidindecaboxylase                                                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 3067                                                                                                                         |
| GenID             | 3067                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2-249 des menschlichen HDC (NP_002103.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | P19113                                                                                                                       |
| Proteinmasse      | 70kDa/74kDa                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |