

Anti-Hdc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19113

Artikelnummer: CM0029122



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen Histidindecaboxylase (HDC), validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Proben von Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der Histaminbiosynthese und Katecholaminmetabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDC Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HDC
Spezies	Mensch
Gen-ID	3067 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 453-662 der humanen HDC (NP_002103.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P19113
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel