


Anti-HdGF Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P51858

Artikelnummer: CM0002958



Einführung

Kaninchen monoklonaler HDGF-Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Erkennt hepatom-abgeleiteten Wachstumsfaktor (HMG1L2), einen transkriptionellen Repressor mit mitogener und Heparin-bindender Aktivität – geeignet für Krebs- und Wachstumsfaktor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDGF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HMG1L2; HDGF
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3068
GeneID	3068
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem HDGF (P51858) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51858
Protein-Gewicht	27kDa
Versand	Eistasche