


Anti-HdGF Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P51858

Artikelnummer: CM0028776



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HDGF (HMG1L2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung der transkriptionellen Repression, mitogener Aktivität und Heparin-Bindungsfunktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDGF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HMG1L2; HDGF
Spezies	Human
GenID (Human)	3068
GenID	3068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von humanem HDGF (NP_004485.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51858
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel