


Anti-Hdgf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51858

Artikelnummer: CM0013500



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HDGF (HMG1L2), validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, mitogener Signalgebung und Heparin-bindenden Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDGF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HMG1L2; HDGF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3068
Gen-ID	3068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von humanem HDGF (NP_004485.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51858
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel