


Anti-Hdlbp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00341

Artikelnummer: CM0029794



Einführung

HDLBP (Vigilin) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte HDLBP (141 kDa). Ideal für die Forschung zu Cholesterinstoffwechsel und Lipoproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDLBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3069
GenID	3069
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1035-1268 von menschlichem HDLBP (NP_976221.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00341
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel