


Anti-Hdlbp/Vigilin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q00341

Artikelnummer: CM0003738



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HDLBP (Vigilin), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt endogene HDLBP-Spiegel in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Lipidstoffwechsel- und Cholesterinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HDLBP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HBP; VGL; PRO2900; HDLBP
Spezies	Human
GeneID (human)	3069
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen HDLBP (NP_976221.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q00341
Proteingewicht	141kDa
Versand	Eisbeutel