

Anti-He4/Wfdc2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14508

Artikelnummer: CM0008769

Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HE4/WFDC2 (Q14508). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA und kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung von Lungenentwicklung, Reproduktionsbiologie und Krebsbiomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HE4/WFDC2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	HE4; WAP5; EDDM4; dj461P17.6; HE4/WFDC2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10406
GenID	10406
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 45-124 von humanem HE4/WFDC2 (Q14508) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14508
Proteinmasse	13 kDa
Versand	Eisbeutel