

Anti-Heatr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H583

Artikelnummer: CM0014389



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HEATR1 (BAP28/UTP10). Validiert für Western Blot und ELISA, ist dieser Antikörper essenziell für die Erforschung der Ribosom-Biogenese, der Nukleolus-Funktion und Myc-assoziiierter Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HEATR1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BAP28; UTP10; HEATR1
Spezies	Mensch
Gen-ID	55127 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-120 von humanem HEATR1 (NP_060542.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9H583
Proteingewicht	242kDa
Versand	Eisbeutel