


Anti-Hec1/Ndc80 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14777

Artikelnummer: CM0030077



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes HEC1/NDC80, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Forschung zu Kinetochoren und Mitose, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HEC1/NDC80 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10403
Gen-ID	10403
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 343-642 von humanem HEC1/NDC80 (NP_006092.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O14777
Proteinmasse	74 kDa
Versand	Eisbeutel