


Anti-Hec1/Ndc80 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14777

Artikelnummer: CM0007112



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HEC1/NDC80 (O14777). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Ideal für Kinetochorfunktion, Mitose-Checkpoint und Krebsstudien. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 74 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HEC1/NDC80 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	HEC; HEC1; TID3; KNTC2; HsHec1; hsNDC80; HEC1/NDC80
Spezies	Mensch
GenID	10403
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 543-642 von humanem HEC1/NDC80 (O14777) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14777
Protein-Gewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel