

Anti-Hectd1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ult8

Artikelnummer: CM0024719



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches HECTD1 (EULIR), geeignet für WB und ELISA. Erkennt endogenes HECTD1 bei ~289 kDa in humanen Proben. Ideal für Forschung zu Ubiquitinierung, neurale Entwicklung und Stammzellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HECTD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EULIR; HECTD1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	25831
GeneID	25831
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2518-2610 von menschlichem HECTD1 (NP_056197.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9ULT8
Proteinmasse	289 kDa
Versand	Eisbeutel