

Anti-Häm Oxygenase 1 (Ho-1/Hmox1) Kaninchen-Polyclonale Antikörper - P09601

Artikelnummer: CM0014843



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliche Häm Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung zu Apoptose und Häm katabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Häm Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; Häm Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1)
Spezies	Mensch
GenID	3162
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-288 der menschlichen Häm Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) (NP_002124.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09601
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel