

## Anti-Heme Oxygenase 1 (Ho-1/Hmox1) Kaninchen-Polymab Für Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - P09601 / P14901

Artikelnummer: CM0012660



### Einführung

Kaninchen-rekombinanter monoklonaler Antikörper, der gegen Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) gerichtet ist. Validiert für WB-, IP-, IF-, IHC- und ELISA-Anwendungen in menschlichen, murinen und Rattenproben. Detektiert ein 33 kDa Protein. Geeignet für Apoptose-, Häm-Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Heme Oxygenase 1 (HO-1/HMOX1) Kaninchen-PolymAb®                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; D8Wsu38e; HO-1; HO1; Hemox; Hmox; Hsp32                                              |
| Spezies           | Mensch/Maus                                                                                                         |
| Gen-ID (Mensch)   | 3162                                                                                                                |
| Gen-ID            | 3162/15368                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-266 von murinem Hmox1 (NP_034572.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                              |
| Anwendung         | WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                 |
| SWISS             | P09601/P14901                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 33 kDa                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                           |