

Anti-Hämsauerstoffase 1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14901

Artikelnummer: CM0007819

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Hämsauerstoffase 1 (HO-1/Hmox1). Gültig für WB, IF-P, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Erkennt endogenes HO-1 in humanen, Maus- und Rattenproben. Nützlich für Studien zu oxidativem Stress und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hämsauerstoffase 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HO1; HO-1; Hmox; Hemox; Hsp32; D8Wsu38e
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3162
Gen-ID	15368
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend der Aminosäuren 1-266 der Maus Hmox1 (NP_034572.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14901
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel