


Anti-Hämoglobin-Untereinheit Alpha (Hba1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P69905

Artikelnummer: CM0016786



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Hämoglobin-Untereinheit alpha (HBA1) für Western Blot und ELISA. Ideal für Sauerstofftransport-, Hämoglobinopathie- und Erythrozytenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hämoglobin-Untereinheit alpha (HBA1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HBH; ECT7; HBA-T3; METHBA; Hämoglobin-Untereinheit alpha (HBA1)
Spezies	Human
GeneID (Human)	3039
GeneID	3039
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 der humanen Hämoglobin-Untereinheit alpha entspricht (NP_000549.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P69905
Protein-Gewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel