

Anti-Hämopexin (Hpx) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P02790

Artikelnummer: CM0008634

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Hämopexin (HPX), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Essentiell für Häm-Transport und Eisen-Rückgewinnungsstudien. Ideal für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hämopexin (HPX) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HX; Hämopexin (HPX)
Spezies	Human
GeneID (human)	3263
GeneID	3263
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 363-462 von humanem Hämopexin (HPX) (P02790) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P02790
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel