

Anti-Hepacam Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q14Cz8

Artikelnummer: CM0016641



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper, die gegen humanes HEPACAM (46 kDa) gerichtet sind, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Spezies Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Migration und Wachstumsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HEPACAM Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HEPN1; MLC2A; MLC2B; GlialCAM; HEPACAM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	220296
Gen-ID	220296
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-245 des humanen HEPACAM (NP_689935.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14CZ8
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel