

Anti-Heparanase 1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y251

Artikelnummer: CM0029790



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen menschliches Heparanase 1 (HPA1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt Vorläufer- und gespaltene Formen; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für ECM-Abbau- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Heparanase 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Heparanase 1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10855
GeneID	10855
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 36-275 des menschlichen Heparanase 1 (NP_001092010.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y251
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel