

Anti-Heparanase 1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y251

Artikelnummer: CM0020080



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Heparanase 1 (HPSE), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von ECM-Abbau, Tumorinvasion und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Heparanase 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Heparanase 1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10855
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 36-275 von humanem Heparanase 1 (NP_001092010.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y251
Protein-Gewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel