

Anti-Her2/ErbB2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P04626

Artikelnummer: CM0003979



Einführung

-konjugierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes HER2/ErbB2 für die Durchflusszytometrie. Erkennt die extrazelluläre Domäne (aa 23-652) und ist für humane Proben validiert. Ideal für die onkologische Forschung und diagnostische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human HER2/ErbB2 mAb
Bemerkungen/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Spezies	Human
GeneID (Human)	2064
GeneID	2064
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-652 des humanen HER2/ErbB2 (NP_004439.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P04626
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eisbeutel