


Anti-Her2/ErbB2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P04626

Artikelnummer: CM0008796



Einführung

Rekombinanter Anti-HER2/ErbB2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt humanes HER2, eine Rezeptor-Tyrosinkinase, die in vielen Krebsarten überexprimiert wird. Ideal für die Krebsforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human HER2/ErbB2 mAb
Bemerkungen/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2064
GeneID	2064
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-652 von humanem HER2/ErbB2 (NP_004439.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04626
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eistasche