

Anti-Her2/ErbB2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If - P04626

Artikelnummer: CM0002338



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HER2/ErbB2 (P04626), validiert für WB, IHC, IF und ELISA. Ideal für Krebs-Signalforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HER2/ErbB2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Spezies	Mensch
GenID	2064
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-652 des humanen HER2/ErbB2 (P04626) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04626
Proteingewicht	138 kDa
Versand	Eisbeutel