


Anti-Her2/ErbB2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04626

Artikelnummer: CM0021800



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen HER2/ErbB2 (Rezeptor-Tyrosinkinase), validiert für WB, IHC-P, ELISA, reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Krebsforschung und diagnostische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HER2/ErbB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); HER2/ErbB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2064
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1156-1255 von menschlichem HER2/ErbB2 (NP_004439.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04626
Proteinmasse	138 kDa
Versand	Eisbeutel