

Anti-Herc3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15034

Artikelnummer: CM0030684

Einführung

HERC3-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA; reagiert mit humanen und murinen Proben. Immunogen: Rekombinantes Fusionsprotein, das den Aminosäuren 1-200 des humanen HERC3 (NP_055421.1) entspricht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HERC3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HERC3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8916
Gen-ID	8916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des humanen HERC3 (NP_055421.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q15034
Protein-Gewicht	117kDa
Versand	Eistasche