


Polyklonaler Anti-Hes1-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14469

Artikelnummer: CM0013022



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-HES1-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-HES1, einem an der Notch-Signalübertragung und Entwicklung beteiligten Transkriptionsrepressor. Ideal für Studien zur Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HES1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3280
Gen-ID	3280
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 90-165 des humanen HES1 (NP_005515.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14469
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku