


Anti-Hes1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q14469

Artikelnummer: CM0003263



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen HES1-Transkriptionsfaktor gerichtet ist. Geeignet für Western Blot, IHC-P, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HES1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Spezies	Mensch
GenID	3280
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 181-280 von menschlichem HES1 (Q14469) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14469
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel