


## Anti-Hes1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14469

Artikelnummer: CM0017461



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den menschlichen Transkriptionsfaktor HES1, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches HES1 mit Kreuzreaktivität zu Ratte und Maus. Geeignet für die Forschung zur transkriptionellen Regulation und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HES1 Kaninchen pAb                                                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1                                                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                   |
| GenID (Mensch)    | 3280                                                                                                                                                     |
| GenID             | 3280                                                                                                                                                     |
| Immunogen         | synthetisches Peptid Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 151-280 von menschlichem HES1 (NP_005515.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Ratte, Maus                                                                                                                                              |
| SWISS             | Q14469                                                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 30kDa                                                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                |