


Monoklonaler Anti-Hex-Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q03014

Artikelnummer: CM0002950



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches HHEX/Hex (Q03014), validiert für WB und ELISA. Ein Transkriptionsregulator der WNT-Signaltransduktion, hämatopoetischen Differenzierung und anterioren Entwicklung. Ideal für Transkriptionsstudien und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hex Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	HEX; PRH; HMPH; PRHX; HOX11L-PEN; Hex
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	3087
GenID	3087
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 50-150 von menschlichem Hex (Q03014)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q03014
Proteinmolekulargewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel