


## Anti-Hexa (Beta-Hexosaminidase-Untereinheit Alpha) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

Artikelnummer: CM0006588



### Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HEXA, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von lysosomalen Speicherkrankheiten wie Tay-Sachs-Krankheit und Glykosphingolipid-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HEXA monoklonaler Kaninchen-Antikörper                                                                                                                |
| Anmerkungen/Alias | TSD; HEXA                                                                                                                                             |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                 |
| GenelD (human)    | 3073                                                                                                                                                  |
| GenelD            | 3073                                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 368-529 von humanem HEXA entspricht (NP_000511.2). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                             |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                    |
| SWISS             | P06865                                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 61 kDa                                                                                                                                                |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                              |