


Anti-Hexim1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper - 094992

Artikelnummer: CM0006487



Einführung

Anti-HEXIM1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-HEXIM1 (~41 kDa), einen Transkriptionsregulator und P-TEFb-Inhibitor.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HEXIM1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CLP1, EDG1, HIS1, MAQ1, HEXIM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10614
Gen-ID	10614
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 255-359 des humanen HEXIM1 (NP_006451.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94992
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel